

השליטה באי שליטה

סדרת מוצרים לטיפול באי שליטה



חברת קולופלסט מפתחת מוצרים ושירותים הוופכים את החיים לקלים יותר עבור אנשים במצבים רפואיים אינטימיים, תוך שיתוף פעולה הדוק עם האנשים המשתמשים במוצרי החברה. אנו יוצרים מגוון פתרונות המתאמים לצרכים המיוחדים שלהם.

אנו מכנים זאת גישה טיפולית אישית. החברה עוסקת במוצרי סטומה, אורולוגיה ואי שליטה בסוגרים וטיפול בפצעים.

אנו פועלים ברחבי העולם ומעסיקים יותר מ- 14000 עובדים.

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology



רח' המלאכה 5, בית עוגן, נתניה.
09-766-91-18 פקס: 1-800-69-69-68
www.coloplast.co.il il.info@coloplast.com
PM-20679 כל הזכויות שמורות לקולופלסט ישראל בע"מ (06/23)

קולופלסט לשרותך תמיד

1-800-69-69-68

- צוות אחיות מקצועי
- מענה אנושי 24 שעות

שרות הלקוחות הטלפוני שלנו מאויש על ידי צוות אחיות מקצועי העומד לרשותך לייעוץ והדרכה



www.coloplast.co.il

פנרוז + סרט הצמדה Conveen

קונדום פתוח, עדין, בעל מבנה יחודי מיועד לסובלים מדליפת שתן. אריזת הפנרוז מכילה: קונדום Latex וסרט הדבקה הידרוקולואידי, דו צדדי (מונע גירויים)



- נוח לשימוש
- הגייני
- גמיש ורך
- מתחבר בקלות לשקית שתן
- ניתן להשיג בארבעה גדלים
- מאושר בכל קופות החולים

תיאור מוצר	כמות באריזה	מק"ט קולופלסט	מק"ט ירפ"א	מק"ט כללית
Small מ"מ 25	30	5125	41940	colop5125
Medium מ"מ 30	30	5130	41941	colop5130
Large מ"מ 35	30	5135	41942	colop5135
Extra L. מ"מ 40	30	5140	41943	colop5140

שקית לאיסוף שתן המוצמדת לרגל

- מעניקה נוחות ודיסקרטיות
- בעלת שסתום ייחודי חד כיווני למניעת חזרת נוזל
- סוגר קל ובטוח לריקון
- ניתן להשיג את השקית בארבעה נפחים (500 מ"ל, 600 מ"ל, 750 מ"ל, 1500 מ"ל)
- גב השקית עשוי מבד אריג - למגע נעים ולמניעת הזעה
- הצינונית גמישה ואינה ניתנת לקיפול כך שאין אפשרות שזרימת השתן לשקית תעצר
- אורך הצינונית ניתן לגזירה והתאמה אישית



תיאור מוצר	כמות באריזה	מק"ט קולופלסט	מק"ט ירפ"א	מק"ט כללית
500 מ"ל	10	5161	4593	colop5161
600 מ"ל	10	5170	41949	colop5170
750 מ"ל	10	5167	55361	colop5167
1500 מ"ל	10	5062	41948	

רצועות להצמדת שקית שתן לרגל

רצועות אלסטיות להצמדת שקיות שתן לרגל הניתנות להתאמה אישית.



תיאור מוצר	כמות באריזה	מק"ט קולופלסט	מק"ט ירפ"א	מק"ט כללית
זוג רצועות	1	5050	41950	colop5050

SpeediCath® Compact Male צנתר, מסוכך, מוכן לשימוש

צנתר חד פעמי, מסוכך ומוכן לשימוש מידי, להחדרה קלה וידידותית למשתמש, ארוז באריזה קומפקטית דיסקרטית ונוחה הפחתה בזיהומים/דימומים בהשוואה לצנתר לא מסוכך מראש מאושר בכל קופות החולים



תיאור מוצר	כמות באריזה	מק"ט קולופלסט	מק"ט ירפ"א	מק"ט כללית
12-18FR גלסון	30	28692	4079	colop28692

SpeediCath® Flex צנתר יחודי המאפשר למטופל טכניקת צנתור הגיינית, נוחה ובטוחה.

צנתר הידרופילי, חד פעמי, מצופה בשחול, מאפשר למטופל טכניקת צנתור הגיינית, נוחה ובטוחה



- תומכן רך וגמיש להחדרה קלה ובטוחה
- שרוול יבש המכסה את הצנתר
- גמישות
- טיפ גמיש, גוף הצנתר רך וגמיש
- פרטיות
- אריזה דיסקרטית ונוחה
- סגירה חוזרת לאחר השימוש, המאפשרת השלכה דיסקרטית

תיאור מוצר	כמות באריזה	מק"ט קולופלסט	מק"ט ירפ"א
SpeediCath Flex 10FR	30	28910	62160
SpeediCath Flex 12FR	30	28912	62161
SpeediCath Flex 14FR	30	28914	62162
SpeediCath Flex 16FR	30	28916	62163

SpeediCath® צנתר מסוכך, מוכן לשימוש לצינתור לסירוגין

צנתר חד פעמי בעל מבנה עדין, מסוכך ומוכן לשימוש מידי, להחדרה קלה וידידותית למשתמש

- נוח לשימוש
- הפחתה בזיהומים/דימומים בהשוואה לצנתר לא מסוכך מראש
- ניתן להשיג במגוון קטרים ובתצורות של טימן/גלסון
- מאושר בכל קופות החולים




תיאור מוצר	כמות באריזה	מק"ט קולופלסט	מק"ט ירפ"א	מק"ט כללית
6FR לילדים	30	28706	12157	colop287060
8FR לילדים	30	28708	12158	colop287080
6FR לבנים	30	28606	11988	colop286060
8FR לבנים	30	28608	12116	colop286080
10FR לבנים	30	28610	12118	colop286100
8FR גלסון	30	28408	10263	colop28408
10FR גלסון	30	28410	65127	colop28410
12FR גלסון	30	28412	60437	colop28412
14FR גלסון	30	28414	60438	colop28414
16FR גלסון	30	28416	65128	colop28416
18FR גלסון	30	28418	65129	colop28418
10FR טימן	30	28490	65130	colop28490
12FR טימן	30	28492	65131	colop28492
14FR טימן	30	28494	65132	colop28494

SpeediCath® Compact Female צנתר מסוכך, מוכן לשימוש, לצנתור לסירוגין לנשים

צנתר חד פעמי, בעל מבנה עדין המתאים למבנה האנטומי של האישה, מסוכך ומוכן לשימוש מידי, להחדרה קלה וידידותית למשתמש, ארוז באריזה קומפקטית דיסקרטית ונוחה

- הפחתה בזיהומים/דימומים בהשוואה לצנתר לא מסוכך מראש
- ניתן להשיג במגוון קטרים
- מאושר בכל קופות החולים



תיאור מוצר	כמות באריזה	מק"ט קולופלסט	מק"ט ירפ"א	מק"ט כללית
6FR לילדות	30	28576	11986	colop285760
8FR לילדות	30	28578	11987	colop285780
10FR	30	28580	71535	colop28580
12FR	30	28582	71536	colop28582
14FR	30	28584	71537	colop28584

סרקו על מנת להגיע לדרך המוצרים באתר קולופלסט



קולופלסט לשרותך תמיד

1-800-69-69-68

*מק"ט ירפ"א - מכבי, לאומית, מאוחדת יש לעיין בעלון הדרכה, טרם השימוש במוצרים